

# LASERVET 1.0

TERAPIA LÁSER



## DATOS TÉCNICOS

### Pantalla

2,6" Retroiluminada

### Fuente Láser

Diodo GaAIAs

### Diámetro Puntero Láser

3,5mm y 11,5mm

### Longitud de Onda

808nm

### Modo

Punto y escaneo

### Frecuencia de Modulación

1 a 10,000Hz

### Potencia máxima

1W

### Emisión

Continua y Pulsada

### Fuente de alimentación

Red eléctrica


Batería recargable (opcional)

### Tamaño

100x160x35mm

### Peso

440gr



## INCLUYE

1 Bolso transporte


1 Unidad LASERVET 1.0

2 Gafas protección

1 Puntero Láser (Sonda, Manípulo)

1 Fuente de alimentación (cargador)

Manual y guía de usuario



LAST 10



MULTIUSUARIOS



PROGRAMABLE



STIM LOCK



BATERÍA  
RECARGABLE  
(Opcional)



CARGADOR

### LISTA de PROGRAMAS

#### PERRO / GATO

OSTEOARTRITIS CRÓNICA
OSTEOARTRITIS AGUDA
ESGUINCE MUSCULAR / CONTRACTURA
CONTUSIÓN / HEMATOMA
DISCOPATÍA
DOLOR POST CIRUGÍA
DOLOR AGUDO
EDEMA
HERIDAS DE LA PIEL
HERIDAS CRÓNICAS DE LA PIEL
HIGROMA
PUNTO GATILLO
ESPONDILOARTROSIS
ESTOMATITIS AGUDAS
ESTOMATITIS SUBAGUDAS
TENDINITIS AGUDA
TENDINITIS CRÓNICA