

LASERVET 2.0

TERAPIA LÁSER



DATOS TÉCNICOS

Pantalla

2,6" Retroiluminada

Fuente Láser

Diodo GaAIAs

Diámetro Puntero Láser

3,5mm y 11,5mm

Longitud de Onda

808nm

Modo

Punto y escaneo

Frecuencia de Modulación

1 a 10,000Hz

Potencia máxima

2W

Emisión

Continua y Pulsada

Fuente de alimentación

Red eléctrica

Batería recargable (opcional)

Tamaño

100x160x35mm

Peso

440gr



INCLUYE

1 Bolso transporte


1 Unidad LASERVET 2.0

1 Puntero Láser (Sonda, Manípulo)

2 Gafas protección

1 Fuente de alimentación (cargador)

Manual y guía de usuario



LAST 10



MULTIUSUARIOS



PROGRAMABLE



STIM LOCK



BATERÍA
RECARGABLE
(Opcional)



CARGADOR



LISTA de PROGRAMAS

PERRO / GATO

OSTEOARTRITIS CRÓNICA
OSTEOARTRITIS AGUDA
ESGUINCE MUSCULAR / CONTRACTURA
CONTUSIÓN / HEMATOMA
DISCOPATÍA
DOLOR POST CIRUGÍA
DOLOR AGUDO
EDEMA
HERIDAS DE LA PIEL
HERIDAS CRÓNICAS DE LA PIEL
HIGROMA
PUNTO DE GATILLO
ESPONDILOARTROSIS
ESTOMATITIS AGUDAS
ESTOMATITIS SUBAGUDAS
TENDINOPATÍA AGUDA
TENDINOPATÍA CRÓNICA

CABALLO

OSTEOARTRITIS
OSTEOARTROSIS
CONTRACTURAS MUSCULARES
CONTRACTURAS MUSCULARES CRÓNICAS
CONTUSIÓN / EDEMA
DORSALGIA
HERIDAS DE LA PIEL
HERIDAS CRÓNICAS DE LA PIEL
LAMINITIS AGUDA
ENFERMEDAD DEL HUESO NAVICULAR
OSTEOARTRITIS
OSTEOARTROSIS
OSTEOPERIOSTITIS AGUDA
OSTEOPERIOSTITIS CRÓNICA
TENDINITIS AGUDA
TENDINITIS CRÓNICA