

MAGNETOVET 4000



MAGNETOTERAPIA 4 CANALES

DATOS TÉCNICOS

Pantalla

2,6" Retroiluminada

Canales

4

Frecuencia

5–200Hz

Duty Cycle

De 5% a 50% en pasos de 5

Intensidad

100 Gauss salida por canal
800 Gauss pico - total (4 canales)

Fuente de alimentación

Red eléctrica
Batería recargable (opcional)

Tamaño

170x220x60mm

Peso

1370gr



INCLUYE


1 Bolso transporte

1 Unidad MAGNETOVET 4000

4 Solenoides flexibles 300x100mm

1 Fuente de alimentación (cargador)

Manual y guía de usuario



LAST 10



FAVORITOS



MULTI USUARIOS



PROGRAMABLE



STIM LOCK



FUNCIÓN 2+2



BATERÍA RECARGABLE
(Opcional)



CARGADOR



LISTA de PROGRAMAS

PERRO / GATO

FRACTURAS

PSEUDOARTROSIS

OSTEOARTROSIS

HERIDAS / ÚLCERAS

OSTEOARTROSIS DE CADERA

OSTEOARTROSIS DE CODO

OSTEOARTROSIS DE RODILLA

OSTEOARTROSIS DE HOMBRO

ESPONDILOARTROSIS

DISCOPATÍA

LUXACIÓN

ARTRITIS

ARTROSIS

CONSOLIDACIÓN TARDÍA DE
FRACTURAS

CICATRIZACIÓN

EDEMA

RELAJACIÓN MUSCULAR

RETENCIÓN URINARIA

MÚSCULOS LISOS

PARÁLISIS PERIFÉRICA

DOLOR INFLAMATORIO

CABALLO

FRACTURAS

HERIDAS / ÚLCERAS

ARTROSIS DE CODO

ARTROSIS DE HOMBRO

ARTRITIS

ARTROSIS

CONSOLIDACIÓN TARDÍA DE
FRACTURAS
