

STIMVET 2000

ELECTROESTIMULADOR 4 CANALES



DATOS TÉCNICOS

Pantalla

2,6" retroiluminada

Canales

4 independientes (8 electrodos)

Frecuencia

1-150Hz

Amplitud de pulso

50-450µs

Intensidad

100mA por canal

Fuente de alimentación

Batería recargable

Tamaño

100x160x35mm



Peso

440grs



INCLUYE

- 1 Bolso transporte
- 1 Unidad STIMVET 2000
- 2 Cables grises Microcorrientes MCR
- 4 Cables colores para conexión electrodos
- 4 Electrodo de silicona cuadrados
- 4 Electrodo de silicona rectangulares
- 4 Bandas elásticas
- 1 Bote de gel 260ml
- 1 Fuente de alimentación (cargador)
- Manual y guía de usuario



STIMVET 2000

ELECTROESTIMULADOR 4 CANALES



LISTA de PROGRAMAS

PERRO

REHABILITACIÓN

RECUPERACIÓN POST CIRUGÍA
LCA

CONTRACTURAS

RECUPERACIÓN ATROFIA 1 - 2

RECONSTRUCCIÓN MUSCULAR 1 - 2

REFUERZO 1 - 2

MOTOR POINT PEN

AGONISTA / ANTAGONISTA

TENS

TENS ENDORFÍNICO

TENS ANTÁLGICO

TENS MODULADO ANTI-
ACOMODACIÓN

DOLOR POST QUIRÚRGICO

DOLOR DE FRACTURA

OSTEOARTROSIS

SÍNDROME DE WOBBER

DISCOPATÍA

ESPONDILORTROSIS

ESTENOSIS LUMBOSACRA

DEPORTE

FUERZA MÁXIMA EXTREMIDADES
ANTERIORES

FUERZA MÁXIMA EXTREMIDADES
POSTERIORES

FUERZA RESISTENCIA
EXTREMIDADES ANTERIORES

FUERZA RESISTENCIA
EXTREMIDADES POSTERIORES

FUERZA EXPLOSIVA
EXTREMIDADES ANTERIORES

FUERZA EXPLOSIVA
EXTREMIDADES POSTERIORES

DESCONTRACTURANTE

ENFRIAMIENTO

DENERVADO

TRIANGULAR 1 - 2 - 3

RECTANGULAR 1 - 2 - 3

TRAPEZOIDAL 1 - 2 - 3

MCR - MICROCORRIENTES

OSTEOGÉNESIS

CICATRIZACIÓN DE HERIDAS

CARTÍLAGO

GATO

REHABILITACIÓN

RECUPERACIÓN POST CIRUGÍA
LCA

CONTRACTURAS

RECUPERACIÓN ATROFIA 1 - 2

RECONSTRUCCIÓN MUSCULAR 1 - 2

REFUERZO 1 - 2

MOTOR POINT PEN

AGONISTA / ANTAGONISTA

TENS

TENS ENDORFÍNICO

TENS ANTÁLGICO

TENS MODULADO ANTI-
ACOMODACIÓN

DOLOR POST QUIRÚRGICO

DOLOR DE FRACTURA

OSTEOARTROSIS

DISCOPATÍA

ESPONDILORTROSIS

ESTENOSIS LUMBOSACRA

DENERVADO

TRIANGULAR 1 - 2 - 3

RECTANGULAR 1 - 2 - 3

TRAPEZOIDAL 1 - 2 - 3

MCR - MICROCORRIENTES

OSTEOGÉNESIS

CICATRIZACIÓN DE HERIDAS

CARTÍLAGO

CABALLO

REHABILITACIÓN

RECUPERACIÓN POST CIRUGÍA
LCA

CONTRACTURAS

RECUPERACIÓN ATROFIA 1

MOTOR POINT PEN

AGONISTA / ANTAGONISTA

TENS

TENS ENDORFÍNICO

TENS ANTÁLGICO

DOLOR POST QUIRÚRGICO

DOLOR DE FRACTURA

OSTEOARTROSIS

DISCOPATÍA

ESPONDILORTROSIS

MCR - MICROCORRIENTES

OSTEOGÉNESIS

CICATRIZACIÓN DE HERIDAS

CARTÍLAGO