

# STIMVET 200

ELECTROESTIMULADOR 4 CANALES



## DATOS TÉCNICOS

### Pantalla

2,6" retroiluminada

### Canales

4 independientes (8 electrodos)

### Frecuencia

1-150Hz

### Amplitud de pulso

50-450µs

### Intensidad

80mA por canal

### Fuente de alimentación

Batería recargable

### Tamaño

100x160x35mm


### Peso

440gr



## INCLUYE

- 1 Bolso transporte
- 1 Unidad STIMVET 200
- 2 Cables grises Microcorrientes MCR
- 4 Cables colores para conexión electrodos
- 4 Electrodo de silicona cuadrados
- 4 Electrodo de silicona rectangulares
- 4 Bandas elásticas
- 1 Bote de gel 260ml
- 1 Fuente de alimentación (cargador)
- Manual y guía de usuario



# STIMVET 200

ELECTROESTIMULADOR 4 CANALES



## LISTA de PROGRAMAS

### PERRO

#### EMS

---

RECUPERACIÓN POST CIRUGÍA LCA

---

CONTRACTURAS

---

PREVENCIÓN ATROFIA MUSCULAR  
EXTREMIDADES ANTERIORES

---

PREVENCIÓN ATROFIA MUSCULAR  
EXTREMIDADES POSTERIORES

---

PREVENCIÓN ATROFIA MUSCULAR DEL  
TRONCO

---

FORTALECIMIENTO MUSCULAR  
EXTREMIDADES ANTERIORES

---

FORTALECIMIENTO MUSCULAR  
EXTREMIDADES POSTERIORES

---

FORTALECIMIENTO MUSCULAR DEL TRONCO

---

SÍNDROME DE WOBBLER

#### TENS

---

TENS ENDORFÍNICO

---

TENS ANTÁLGICO

---

TENS MODULADO ANTI-ACOMODACIÓN

---

DOLOR POST QUIRÚRGICO

---

DOLOR DE FRACTURA

---

OSTEOARTROSIS

---

SÍNDROME DE WOBBER

---

DISCOPATÍA

---

ESPONDILOARTROSIS

---

ESTENOSIS LUMBOSACRA

#### DEPORTE

FUERZA MÁXIMA EXTREMIDADES  
ANTERIORES

FUERZA MÁXIMA EXTREMIDADES  
POSTERIORES

FUERZA RESISTENCIA EXTREMIDADES  
ANTERIORES

FUERZA RESISTENCIA EXTREMIDADES  
POSTERIORES

FUERZA EXPLOSIVA EXTREMIDADES  
ANTERIORES

FUERZA EXPLOSIVA EXTREMIDADES  
POSTERIORES

DESCONTRACTURANTE

ENFRIAMIENTO

#### MCR - MICROCORRIENTES

---

OSTEOGÉNESIS

---

CICATRIZACIÓN DE HERIDAS

---

CARTÍLAGO

### GATO

#### EMS

---

RECUPERACIÓN POST CIRUGÍA LCA

---

CONTRACTURAS

---

PREVENCIÓN ATROFIA MUSCULAR  
EXTREMIDADES ANTERIORES

---

PREVENCIÓN ATROFIA MUSCULAR  
EXTREMIDADES POSTERIORES

---

PREVENCIÓN ATROFIA MUSCULAR DEL  
TRONCO

---

FORTALECIMIENTO MUSCULAR  
EXTREMIDADES ANTERIORES

---

FORTALECIMIENTO MUSCULAR  
EXTREMIDADES POSTERIORES

---

FORTALECIMIENTO MUSCULAR DEL

#### TENS

---

TENS ENDORFÍNICO

---

TENS ANTÁLGICO

---

TENS MODULADO ANTI-ACOMODACIÓN

---

DOLOR POST QUIRÚRGICO

---

DOLOR DE FRACTURA

---

OSTEOARTROSIS

---

DISCOPATÍA

---

ESPONDILOARTROSIS

---

ESTENOSIS LUMBOSACRA

#### MCR - MICROCORRIENTES

---

OSTEOGÉNESIS

---

CICATRIZACIÓN DE HERIDAS

---

CARTÍLAGO