

STIMVET 4000

ELECTROESTIMULADOR 4 CANALES



DATOS TÉCNICOS

Pantalla

2,6" retroiluminada

Canales

4 independientes (8 electrodos)

Frecuencia

1-150Hz

Amplitud de pulso

50-450µs

Intensidad

100mA por canal

Fuente de alimentación

Batería recargable

Tamaño

170x220x60mm

Peso

1370grs

INCLUYE

1 Bolso transporte

1 Unidad STIMVET 4000

2 Cables grises Microcorrientes MCR

4 Cables colores para conexión electrodos

4 Electrodo de silicona cuadrados

4 Electrodo de silicona rectangulares


4 Esponjillas para ionoforesis

4 Bandas elásticas

1 Bote de gel 260ml

1 Fuente de alimentación (cargador)

Manual y guía de usuario



	RUN TIME		FUNCIÓN 2+2
	LAST 10		TENS
	FAVORITOS		EMS
	MULTI USUARIOS		SYNCRSTIM
	PROGRAMABLE		MCR MICROCORRIENTES
	STIM LOCK		BATERÍA RECARGABLE
	IONO		DENERVADO

STIMVET 2000

ELECTROESTIMULADOR 4 CANALES



LISTA de PROGRAMAS

PERRO

REHABILITACIÓN

RECUPERACIÓN POST CIRUGÍA

LCA

CONTRACTURAS

RECUPERACIÓN ATROFIA 1 - 2

RECONSTRUCCIÓN MUSCULAR 1 - 2

REFUERZO 1 - 2

MOTOR POINT PEN

AGONISTA / ANTAGONISTA

TENS

TENS ENDORFÍNICO

TENS ANTÁLGICO

TENS MODULADO ANTI-
ACOMODACIÓN

DOLOR POST QUIRÚRGICO

DOLOR DE FRACTURA

OSTEOARTROSIS

SÍNDROME DE WOBBER

DISCOPATÍA

ESPONDILORTROSIS

ESTENOSIS LUMBOSACRA

DEPORTE

FUERZA MÁXIMA EXTREMIDADES
ANTERIORES

FUERZA MÁXIMA EXTREMIDADES
POSTERIORES

FUERZA RESISTENCIA

EXTREMIDADES ANTERIORES

FUERZA RESISTENCIA

EXTREMIDADES POSTERIORES

FUERZA EXPLOSIVA

EXTREMIDADES ANTERIORES

FUERZA EXPLOSIVA

EXTREMIDADES POSTERIORES

DESCONTRACTURANTE

ENFRIAMIENTO

DENERVADO

TRIANGULAR 1 - 2 - 3

RECTANGULAR 1 - 2 - 3

TRAPEZOIDAL 1 - 2 - 3

MCR -

MICROCORRIENTES

OSTEOGÉNESIS

CICATRIZACIÓN DE HERIDAS

CARTÍLAGO

IONTOFORESIS

IONTOFORESIS

GATO

REHABILITACIÓN

RECUPERACIÓN POST CIRUGÍA

LCA

CONTRACTURAS

RECUPERACIÓN ATROFIA 1 - 2

RECONSTRUCCIÓN MUSCULAR 1 - 2

REFUERZO 1 - 2

MOTOR POINT PEN

AGONISTA / ANTAGONISTA

TENS

TENS ENDORFÍNICO

TENS ANTÁLGICO

TENS MODULADO ANTI-
ACOMODACIÓN

DOLOR POST QUIRÚRGICO

DOLOR DE FRACTURA

OSTEOARTROSIS

DISCOPATÍA

ESPONDILORTROSIS

ESTENOSIS LUMBOSACRA

DENERVADO

TRIANGULAR 1 - 2 - 3

RECTANGULAR 1 - 2 - 3

TRAPEZOIDAL 1 - 2 - 3

MCR -

MICROCORRIENTES

OSTEOGÉNESIS

CICATRIZACIÓN DE HERIDAS

CARTÍLAGO

IONTOFORESIS

IONTOFORESIS

CABALLO

REHABILITACIÓN

RECUPERACIÓN POST CIRUGÍA

LCA

CONTRACTURAS

RECUPERACIÓN ATROFIA 1

MOTOR POINT PEN

AGONISTA / ANTAGONISTA

TENS

TENS ENDORFÍNICO

TENS ANTÁLGICO

TENS MODULADO ANTI-
ACOMODACIÓN

DOLOR POST QUIRÚRGICO

DOLOR DE FRACTURA

OSTEOARTROSIS

DISCOPATÍA

ESPONDILORTROSIS

ESTENOSIS LUMBOSACRA

DEPORTE

FUERZA MÁXIMA EXTREMIDADES
ANTERIORES

FUERZA MÁXIMA EXTREMIDADES
POSTERIORES

FUERZA RESISTENCIA

EXTREMIDADES ANTERIORES

FUERZA RESISTENCIA

EXTREMIDADES POSTERIORES

FUERZA EXPLOSIVA

EXTREMIDADES ANTERIORES

FUERZA EXPLOSIVA

EXTREMIDADES POSTERIORES

DESCONTRACTURANTE

ENFRIAMIENTO

DENERVADO

TRIANGULAR 1 - 2 - 3

RECTANGULAR 1 - 2 - 3

TRAPEZOIDAL 1 - 2 - 3

MCR -

MICROCORRIENTES

OSTEOGÉNESIS

CICATRIZACIÓN DE HERIDAS

CARTÍLAGO

IONTOFORESIS

IONTOFORESIS