

# ULTRASOUNDVET 200

## TERAPIA ULTRASONIDO

### DATOS TÉCNICOS

#### Pantalla

2,6" Retroiluminada

#### Salida

1 cabezal Ø 42mm

#### Frecuencia

1MHz

#### Duty Cycle

De 10% a 100% en pasos de 10%

#### Potencia

1,4W/cm<sup>2</sup>, ±20%

#### Emisión

Continua y Pulsada

#### Modo

Contacto directo e inmersión

#### Fuente de alimentación

Red eléctrica

Batería recargable (opcional)

#### Tamaño

100x160x35mm



#### Peso

440gr

### INCLUYE

1 Bolso transporte


1 Unidad ULTRASOUND 200

1 Cabezal Ø 42mm - IP 68

1 Bote Gel 260ml

1 Fuente de alimentación (cargador)

Manual y guía de usuario



PROGRAMABLE



BATERÍA RECARGABLE  
(Opcional)



CARGADOR



### LISTA de PROGRAMAS

#### PERRO (peso mayor de 15Kg)

CONTRACTURAS MUSCULARES  
EXTREMIDADES POSTERIORES  
OSTEOARTRITIS CRÓNICA  
ADHERENCIAS DE CICATRICES

#### CABALLO

TENDINITIS PROFUNDAS FASE 1  
TENDINITIS PROFUNDAS FASE 2  
CONTRACTURAS MUSCULARES