

ULTRASOUNDVET 4000



TERAPIA ULTRASONIDO

DATOS TÉCNICOS

Pantalla

2,6" Retroiluminada

Salida

1 cabezal Ø 42mm

Frecuencia

1MHz y 3MHz

Duty Cycle

De 10% a 100% en pasos de 10%

Potencia

3W/cm², ±20%

Emisión

Continua y Pulsada

Modo

Contacto directo e inmersión

Fuente de alimentación

Red eléctrica

Batería recargable (opcional)

Tamaño

170x220x60mm

Peso

1370gr



INCLUYE

1 Bolso transporte


1 Unidad ULTRASOUND 4000

1 Cabezal Ø 42mm - IP 68

1 Bote Gel 260ml

1 Fuente de alimentación (cargador)

Manual y guía de usuario



PROGRAMABLE



BATERÍA RECARGABLE
(Opcional)



CARGADOR



ULTRASOUNDVET 4000

TERAPIA ULTRASONIDO



LISTA de PROGRAMAS

PERRO

OSTEOARTRITIS CRÓNICA
OSTEOARTRITIS AGUDA
TENDINITIS SUPERFICIAL FASE 1
TENDINITIS SUPERFICIAL FASE 2
TENDINITIS PROFUNDA FASE 1
TENDINITIS PROFUNDA FASE 2
BURSITIS
ADHERENCIAS DE CICATRICES
CONTRACTURAS MUSCULARES

GATO

OSTEOARTRITIS CRÓNICA
OSTEOARTRITIS AGUDA
ADHERENCIAS DE CICATRICES
CONTRACTURAS MUSCULARES

CABALLO

OSTEOARTRITIS CRÓNICA
OSTEOARTRITIS AGUDA
TENDINITIS SUPERFICIAL FASE 1
TENDINITIS SUPERFICIAL FASE 2
TENDINITIS PROFUNDA FASE 1
TENDINITIS PROFUNDA FASE 2
BURSITIS
ADHERENCIAS DE CICATRICES
CONTRACTURAS MUSCULARES